

**밀몽화**  
**(密蒙花)**  
**Buddlejae Flos**

이 약은 밀몽화 *Buddleja officinalis* Maximowicz (마전과 Loganiaceae)의 꽃봉오리 또는 화서이다.

**성 상** 이 약은 꽃봉오리 또는 화서로 불규칙한 원뿔모양이며 길이 15 ~ 30 mm이다. 바깥면은 노란색 ~ 황갈색이고 부드러운 털로 싸여 있다. 꽃봉오리는 짧은 막대모양으로서 윗끝은 길이 3 ~ 10 mm, 지름 1 ~ 2 mm이며 질은 부드러우다.

이 약은 향기가 약간 있고 맛은 약간 쓰고 맵다.

**확인시험** 이 약의 가루 0.5 g에 에탄올 10 mL를 넣고 70 ~ 75 °C의 수욕 중에 30 분간 담그었다가 여과한다. 이 여액 2 mL에 마그네슘가루 소량과 염산 5 방울을 넣으면 연한 홍자색을 나타낸다.

**순도시험** 1) 중금속 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

2) 잔류농약 가) 총 디디티(p,p'-DDD, p,p'-DDE, o,p'-DDT 및 p,p'-DDT의 합) 0.1 ppm 이하.

나) 디엘드린 0.01 ppm 이하.

다) 총 비에이치씨( $\alpha, \beta, \gamma$  및  $\delta$ -BHC의 합) 0.2 ppm 이하.

라) 알드린 0.01 ppm 이하.

마) 엔드린 0.01 ppm 이하.

**건조감량** 9.0 % 이하.

**회 분** 7.0 % 이하.

**엑스함량** 묽은에탄올엑스 21.0 % 이상.

**저 장 법** 밀폐용기.