

혈갈 (血竭)

Draconis Sanguis

이 약은 기린갈(麒麟竭) *Daemonorops draco* Blume 또는 기타 동속식물 (종려과 Palmae)의 열매에서 삼출된 수지를 가열 압착하여 만든 덩어리이다.

성 상 이 약은 수지로 크기와 모양이 고르지 않고 바깥면은 적갈색 ~ 어두운 갈색이고 광택이 있으며 질은 단단하고 부스러지기 쉽다. 부스러진 작은 입자의 겉면은 불투명한 붉은색이다.

이 약은 냄새가 없고 맛은 약간 달고 짜다.

확인시험 1) 이 약의 가루 10 g을 달아 에테르 50 mL로 온침하고 여과한 여액이 30 mL가 될 때까지 농축하고 잔류물에 에탄올 50 mL를 넣어 방치하면 백색침전이 생긴다.

2) 이 약은 물에 녹지 않고 더운 물에서 연화되며 에탄올이나 알칼리용액에 잘 녹고 불에 태우면 화염이 나고 송진 냄새가 난다.

순도시험 1) **이물** 이 약은 식물조직 파편 및 그 밖의 이물이 섞여 있지 않다.

2) **중금속** 가) 납 5 ppm 이하.

나) 비소 3 ppm 이하.

다) 수은 0.2 ppm 이하.

라) 카드뮴 0.3 ppm 이하.

건조감량 10.0 % 이하.

회 분 8.0 % 이하.

저 장 법 밀폐용기.